



 **huzzle**[®]
Thermic Mixed Technology

Made in Italy


NEW TIT

PIERWSZE NA ŚWIECIE
USIECIEWANE FALE,
KTÓRE TWORZĄ
“ZAGADKĘ PIĘKNA”
DLA PEŁNEGO
ODMŁODZENIA CIAŁA.

by
GIMIV

ZOPTYMALIZOWANE ABY SPROSTAĆ OBECNYM TECHNOLOGIOM

Zabiegi nieoperacyjne, które zyskały najbardziej znaczące wzrosty



Źródło: American Society for Aesthetic Plastic Surgery (2017)

NOWE TECHNOLOGIE DLA ZADOWOLENIA PACJENTÓW

+4.2%

Wzrost przy procedurach
zabiegowych w
Medycynie Estetycznej



UZASADNIENIE NAUKOWE

Całkowita zawartość kolagenu skórniego dla danej jednostki obszaru powierzchni skórniego obniża się o około 1% rocznie.

[Shuster S, et al. Wpływ wieku oraz płci na grubość skóry, kolagenu skórniego oraz gęstości]

Do 98% kobiet jest zaniepokojonych zmianami skórnymi związanymi z cellulitem, które obniżają ich pewność siebie.

[Pavicic T, Borelli C, Korting HC. Cellulit–Największy problem skórny ludzi zdrowych? An approach]. J Dtsch Dermatol Ges]

Wraz ze wzmożoną długością życia, wpływ atrofii sromowo-pochwowej (VVA) na jakość życia, funkcje seksualne, oraz zdrowie dna miednicy, staje się coraz bardziej widoczny we współczesnej medycynie.

[Naumova I, Castelo-Branco C. Obecne możliwości leczenia pomenopauzalnych atrofii pochwowych. Int J Womens Health]

OPATENTOWANE TECHNOLOGIE

3 INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

10 TRYBÓW PRACY

WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI
ZABIEGÓW ZA POMOCĄ
TYLKO JEDNEGO URZĄDZENIA

- **Jednakowa energia:** 6 trybów pracy, które sprawiają, że Thuzle jest jedynym na świecie urządzeniem, będącym w stanie dostarczyć do czterech fal elektromagnetycznych, złączonych i dających się kontrolować na czterech różnych głębokościach w tym samym czasie.
- **Frakcyjny RF:** dwa tryby dla podwójnego efektu grzania wolumetrycznego naskórka i ponownego modelowania kolagenu. Trzy matryce 40, 64 i 225 pinów.
- **Ginekologia:** dwa tryby pracy, głęboki jednobiegunowy oraz powierzchniowy dwubiegunowy, powodują stymulację i odnowienie pochwy i sromu, powrót elastyczności i wyglądu, przywracając należyłą funkcjonalność.

JEDNO URZĄDZENIE, WIELE ZASTOSOWAŃ

TWARZ

Intensywna regeneracja
Odżywienie i lifting skóry
Poprawa jędrności,
napięcia i elastyczności skóry
Redukcja blizn
Wyrównanie kolorytu skóry
Lipoliza
Zamykanie porów
Wygładzenie zmarszczek
Zmniejszenie worków pod oczami
Dotlenienie skóry
Poprawa owalu twarzy
Usunięcie drugiego podbródka

CIAŁO

Lifting
Lipoliza
Redukcja cellulitu
Drenaż limfatyczny
Korekta rozstępów
Konturowanie ciała
Podniesienie pośladków

OKOLICE INTYMNE

Bezinwazyjny, brak podrażnień
Bez okresu rekonwalescencji
Bez ograniczenia aktywności seksualnej
Precyzja i bezpieczeństwo, pełna kontrola
nad głębokością penetracji
Wysoka skuteczność i efektywność
Bezpośrednie działanie na głębsze
warstwy śluzówki
Nawilżenie
Neokolageneza
Uwrażliwienie łechtaczki
Leczenie nietrzymania moczu
Przywrócenie napięcia oraz zwężenie
kanału pochwy
Regeneracja sromu

- Kontrola temperatury online na wszystkich głowicach oraz natychmiastowy wykaz graficzny dla bezpieczeństwa i maksymalnej efektywności każdego zabiegu.


- Kontrola ruchu z akcelerometrem: głowice nie prześlą energii, jeśli zabieg nie będzie wykonywany prawidłowo.

- Rozpoznawanie skóry: głowice nie prześlą energii, jeśli nie poczują prawidłowego kontaktu ze skórą pacjenta.

MAXIMUM BEZPIECZEŃSTWA
DLA LEKARZA ORAZ PACJENTA



KONTROLOWANE POŁĄCZONE TETRA FALE



+30%

Wzrost efektywności zabiegu w porównaniu do obecnie stosujących energię termiczną urządzeń na rynku.



92%

Satysfakcja pacjenta od pierwszego zabiegu.



Niezawodność urządzenia: użyte materiały zapewniają wysoką jakość wykonania, tym samym zwiększając żywotność poszczególnych elementów.



Łatwość użycia: przyjazny użytkownikowi interfejs, który nakierowuje operującego od początku do końca zabiegu.

* Wstępne rezultaty uzyskane poprzez wykonanie różnych zabiegów z tą samą ilością sesji za pomocą Thuzzle® oraz innych urządzeń medycznych korzystających z technologii termalnej.

Cztery termiczne energije na różnych głębokościach w tym samym czasie

KONTROLOWANE
POŁĄCZONE
FALE TETRA

Idealne dla:

- Brzucha
- Bioder
- Pośladków
- Nóg

GŁÓWNE APLIKACJE

Przywrócenie elastyczności
Neokolageneza
Aktywność naczyniowa
Głęboka lipoliza
Podniesienie pośladków

Monitor wyświetlający
natychmiast dostępne
parametry



KONTROLOWANE
POŁĄCZONE
TRÓJFALE



Idealne dla:

- Dekoltu
- Ramion
- Kolan

KONTROLOWANE
POŁĄCZONE
BIFALE



Idealne dla:

- Obszaru oczu
- Obszaru ust
- Okolic sromu

GŁÓWNE APLIKACJE

Przywrócenie elastyczności i Neokolageneza
Lipoliza
Waskularyzacja
Drenaż limfatyczny



MONOPOLAR
POWIERZCHNIOWY
**Cofnięcie i neokolageneza
dedykowana dla twarzy**



MONOPOLAR
GŁĘBOKI
**Drenaż limfatyczny
Rozproszony i selektywny**





KONTROLOWANE
GRZANIE
FRAKCYJNE



Jedyna technologia
frakcyjna, będąca w stanie
dostarczyć radialny typ
sygnału, który działa
równomiernie na tkankę

Idealne dla:

- Twarzy
- Szyi
- Dekoltu

- Precyzyjne wykonanie załączonych elementów
- Kontrola oporności
- Dokładna kontrola energii wprowadzanej do tkanki i czasu trwania

GŁÓWNE APLIKACJE

- Intensywna regeneracja
- Odżywienie i lifting skóry
- Poprawa jędrności, napięcia i elastyczności skóry
- Poszerzone pory
- Zmarszczki
- Redukcja blizn
- Rozstępy
- Wyrównanie kolorytu skóry
- Lipoliza
- Regeneracja sromu



Zalety w porównaniu do innych technologii oferujących te same typy zabiegów:

- + Mniej bólu odczuwanego przez pacjenta niż przy użyciu Lasera (CO₂) i HIFU
 - + Niezależne od fototypu skóry jak w przypadku Lasera
 - + Kierunek odwróconego przepływu wiązki, powoduje mniejsze uszkodzenia powierzchniowe skóry
 - + Zmniejszone koszty dla pojedynczych elementów

GŁOWICA
GINEKOLOGICZNA

Zwężanie, odmłodzenie i waskularyzacja tkanki pochwy

GŁÓWNE APLIKACJE

Nawilżenie i Neokolageneza

Atrofia
Przywrócenie kalibru oraz
modelu kanału pochwowego
Stymulacja produkcji kolagenu
oraz elastyny

Leczenie oziębłości płciowej i Waskularyzacja

Leczenie nietrzymania moczu
Zaburzenia funkcjonalności
Wypadanie pochwy
Uwrażliwienie łechtaczki
Poprawa mikrokrążenia

Idealne dla:

- Atrofii pochwowo-sromowej
- Nietrzymania moczu
- Zaburzeń seksualnych
- Dyspareunii

1 głowica - 2 aplikowane części,
powierzchnowe i głębokie grzanie



Zalety w porównaniu do innych technologii, oferujących
te same typy zabiegów (Laser):

- + Większa głębokość działania
- + Szybsze nawilżenie kanału pochwowego
- + Mniej inwazyjny
- + Zmniejszone koszty dla poszczególnych części

Sonda na pojedynczym pacjencie:
maksymalne bezpieczeństwo, komfort,
szybkie odnowienie i brak efektów
ubocznych

Dzięki wyjątkowej, opatentowanej technologii, THUZZLE optymalizuje jednoczesną, kontrolowaną elektromagnetyczną multi-energię dla diatermy, dostosowując się do obszaru ciała i wymaganego leczenia. Thuzzle jest tym samym jedynym urządzeniem, będącym w stanie wygenerować fale w całym spektrum częstotliwości średnich w tym samym czasie, zapewniając równomierną dystrybucję energii wokół całego leczonego obszaru.

BEZPIECZNE I EFEKTYWNE ZABIEGI, REZULTATY WIDOCZNE JUŻ PO PIERWSZEJ SESJI



GMV

PIONIERZY LECZENIA PLAZMOWEGO W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ ZAWSZE NA SZCZYCIE DOSTARCZANIA NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII

GMV jest znane na całym świecie za przedstawienie medycynie estetycznej technologii plazmowej. Urządzenie plazmowe Plexr było pierwszym tego typu użytym urządzeniem dla minimalnie inwazyjnych zabiegów. Podczas trwających ponad dziesięć lat badań naukowych, Plexr jest zatwierdzonym urządzeniem do bezpiecznego leczenia klinicznego.

GMV zawsze było oddane dostarczaniu nowych technologii zarówno lekarzom, jak i pacjentom.

- ISO 9001 and EN ISO 13485 certyfikaty norm jakościowych
- Urządzenia, certyfikowane zgodnie z dyrektywą 93/42 / EEC dla sprzętu medycznego
- Stworzenie urządzenia w warunkach domowych, od pomysłu i prototypu, po produkcję masową i sprzedaż
- Stałe wsparcie techniczne i szkolenia dla lekarzy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TECHNOLOGIA	PARAMETRY	WARTOŚCI
Fale Tetra	Moc wyjściowa Częstotliwość wyjściowa	Od 0 do 200 W Od 500 KHz do 2.4 MHz
Fale Triple	Moc wyjściowa Częstotliwość wyjściowa	Od 0 do 150 W Od 500 KHz do 2.4 MHz
Fale Double	Moc wyjściowa Częstotliwość wyjściowa	Od 0 do 100 W Od 1.3 MHz do 2.4 MHz
Fale Single	Moc wyjściowa Częstotliwość wyjściowa	Od 0 do 50 W 900 KHz
Pochwowa	Moc wyjściowa Częstotliwość wyjściowa	Od 0 do 50 W 900 KHz
Ułamkowa	Uwalniana energia	Od 0 do 10 J



WWW.GRUPPOGMV.COM

DYSTRYBUTOR

EUROPEJSKIE CENTRUM ESTETYKI SP Z O.O.

Rolna 18
40-555 Katowice
tel. 505-503-282

SKINTEC

Francuska 102/u3
40-507 Katowice
tel. 733-424-777

SZKOLENIA



Dr Beata Dethloff

DR BEATA DETHLOFF

ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa
tel. 791-010-000
klinika@drbeatadethloff.pl
www.drbeatadethloff.pl

www.thuzzle.pl



info@thuzzle.pl

